



Očekávané výsledky EHK-988 - sérologie toxoplasmózy

Vzorek	Kvalitativní výsledky sérologických testů					Slovní hodnocení	
	Celkové protilátky	IgG	IgA	IgM	IgE	Interpretace I	Interpretace II
A	N	N	N	N	N	N	O-
B	N	N	N	N	N	N	O-
C	N	N	N	N	N	N	O-
D	P	P	N	N	N	S	O+
E	P	P	N	N	N	S	O+

Vysvětlivky:

Kvalitativní výsledky sérologických testů

N: negativní

H: hraniční

P: pozitivní

Slovní hodnocení

Interpretace I

N: Negativní, neobsahující antitoxoplasmické protilátky.

S: Séropozitivní, antitoxoplasmické protilátky přetrvávající po toxoplasmóze prodělané před delším časem.

A: Probíhající akutní toxoplazmóza je pravděpodob

PA: Postakutní toxoplazmóza - hladiny protilátek ještě nestačily zcela poklesnout po již prodělané akutní fázi.



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Interpretace II

N: Negativní, momentálně neinfikován *Toxoplasma gondii*.

K: Klinické příznaky pacienta mohou souviset s toxoplazmózou.

L: Latentní toxoplazmóza. Případné klinické příznaky pacienta nejspíše s toxoplazmózou nesouvisejí.

G+: Primoinfekce v graviditě s rizikem infekce plodu je možná.

G-: Primoinfekce v graviditě nepravděpodobná, gravidita nejspíše není toxoplazmózou ohrožena.

O+: Případné změny na očním pozadí mohou souviset s toxoplazmózou.

O-: Souvislost případných změn na očním pozadí s toxoplazmózou je nepravděpodobná.

20.10.2017

[RNDr. Petr Kodym, CSc.](#) - koordinátor EHK TOXO