

EHK 1115 Sérologie CMV, březen 2020 - Použité testy a výsledky (v tabulce podle počtu použitých testů)

Název testu	počet výsl. protokolů	vzorek 1 správně			avidita		vzorek 1 nesprávně			vzorek 2 správně			avidita		vzorek 2 nesprávně		poznámka k chybnému výsledku
		IgG	IgM	CMV IgG	IgG	IgM	IgG	IgM	CMV IgG	IgG	IgM	IgG	IgM				
DiaSorin Liaison CMV IgG	39	38		14	0			38		14	0						
DiaSorin Liaison CMV IgM	39		38				0									0	1 lab.- Nehodnoceno, neuvedena hranice cut off
Abbott Architect CMV IgG	29	29		8	0			29		8	0						
Abbott Architect CMV IgM	28		27				1			28						0	1 lab - Falešně pozitivní vzorek 1/CMV IgM
Test Line EIA CMV IgG	21	21		10	0			21		10	0						
Test Line EIA CMV IgM	21		20				1			21						0	1 lab.- Falešně pozitivní vzorek 1/CMV IgM
Diesse CMV IgG/Chorus	6	6		5	0			6		5	0						
Diesse CMV IgM/Chorus	6		6				0			6						0	
Euroimmun CMV IgG EIA	6	6		4	0			6		4	0						
Euroimmun CMV IgM EIA	7		7				0			7						0	
DPC Immulite 2000 CMV IgG Siemens	3	3		0	0			3		0	0						
DPC Immulite 2000 CMV IgM Siemens	3		3				0			3						0	
Roche CMV IgG Cobas	3	3		0	0			3		0	0						
Roche CMV IgM Cobas	3		3				0			3						0	
VIDIA Viditest CMV IgG	3	3		3	0			3		3	0						
VIDIA Viditest CMV IgM	2		2				0			2						0	
Abbott Alinity CMV IgG	2	2		0	0			2		0	0						
Abbott Alinity CMV IgM	2		2				0			2						0	
Vidas Biomérieux CMV IgG	2	2		1	0			2		1	0						
Vidas Biomérieux CMV IgM	2		2				0			2						0	
Platelia CMV IgG BioRad	2	2		0	0			2		0	0						
Platelia CMV IgM BioRad	2		2				0			2						0	
Bioplex TORC CMV IgG BioRad	1	1		0	0			1		0	0						
Bioplex TORC CMV IgM BioRad	1		1				0			1						0	
DiaPro CMV IgG	1	1		0	0			1		0	0						
DiaPro CMV IgM	1		1				0			1						0	
Novatech CMV IgG	1	1		0	0			1		0	0						
Novatech CMV IgM	1		1				0			1						0	
celkem	119	118	115	45	0	2	118	117	45	0	0						