

Příloha č. 2: Souhrny výsledků

Tabulka č. 3: Výsledky laboratoří a jejich bodové hodnocení

Kód lab.	<i>Vzorek 1</i> IgG/Ig pozitivní, avidita vysoká IgM negativní				<i>Vzorek 2</i> IgG/Ig pozitivní, avidita nízká, pozitivní				Bodové hodnocení (z max. možných)		Získané body z možných	Výrobce soupravy		Poznámka
	IgG, Ig	Avidita IgG (%)	IgM	Interpret.	IgG, Ig	Avidita IgG (%)	IgM	Interpret.						
	Pozit.	V	Negat.	2	Pozit.	N	Pozit.	3	Vzorek 1	Vzorek 2		IgG, Ig	IgM	
2	N		N	1	P	N	P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
11	P		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
13	H	N	N	6	P	N	P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
16	P		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	VC	VC	
18	N		N	1	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
20	H		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	EI	EI	
26	P		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
28	P		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	EI	neuveđen	
31	H		N	4	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
32	P		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
34	H		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
35	N		N	1	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
38	H		N	6	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
39	N		N	1	P	N	P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
44	N		N	6	P		P	3	2/2	4/4	6/6	DI/TL	DI/TL	
51	N		N	1	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
56	H		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TLt	TL	
58	N		N	1	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
64	H		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	EI	EI	
65	P		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	VID	VID	
	P		N		P	P	VIDm					VIDm		
68	N		N	1	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
89	P		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	VID	VID	
115	P		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
138	P	V	N	2	P	N	P	3	2/2	4/4	6/6	VID	VID	
156	N		N	1	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
209	P		-	2	P		-	3	0/0	2/2	2/2	NOV	-	
211	N		N	1-2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
214	N		N	1	P	N	P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
230	P		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	EI	EI	

Kód lab.	<u>Vzorek 1</u> IgG/Ig pozitivní, avidita vysoká IgM negativní				<u>Vzorek 2</u> IgG/Ig pozitivní, avidita nízká, pozitivní				Bodové hodnocení (z max. možných)		Získané body z možných	Výrobce soupravy		Poznámka
	IgG, Ig	Avidita IgG (%)	IgM	Interpret.	IgG, Ig	Avidita IgG (%)	IgM	Interpret.						
	Pozit.	V	Negat.	2	Pozit.	N	Pozit.	3	Vzorek 1	Vzorek 2	IgG, Ig	IgM		
241	P		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	VID	VID	
287	P		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	VC	VC	
290	N		N	1	P	N	P	3	2/2	4/4	6/6	DI	DI	avidita IgG - TL
299	N		N	1	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
312	N		N	1	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
316	N		N	1	P		P	3	2/2	4/4	6/6	DI	DI	
332	H		N	4	P		P	3	2/2	4/4	6/6	DI	DI	
333	H		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
344	P	V	N	2	P	N	P	3	2/2	4/4	6/6	VID	VID	
	P		N		P	P	TLt					TL		
350	N		N	1	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
354	P		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TLt	TL	
365	N		N	1	P	N	P	3	2/2	4/4	6/6	EI	EI	
373	H		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
388	N		N	1	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
390	N		N	1	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
398	N		N	1, 6	P		P	3	2/2	4/4	6/6	DI	DI	
406	N		N	1	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
407	N		N	1	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
448	H		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
456	N		N	1, 4	P	N	P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
460	P	S	N	2	P	N	P	3	2/2	4/4	6/6	VID	VID	
	H		-		P	-	TLt					-		
497	N		N	1	P	N	P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
	-		N		-	P	-					RE		
529	H		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	DI	DI	
532	N		N	1	P		P	3	2/2	4/4	6/6	EI	EI	
550	P		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	VIDm	VIDm	
551	P	-	N	2	P	N	P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
554	P	V	N	2	P	N	P	3	2/2	4/4	6/6	EI	EI	
566	P		P	4	P		N	2	0/2	2/4	2/6	NOV	NOV	
569	H		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	DI	DI	
595	P		N	2, 4	P		P	3	2/2	4/4	6/6	VS	VS	
598	P		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	NOV	NOV	

Kód lab.	<u>Vzorek 1</u> IgG/Ig pozitivní, avidita vysoká IgM negativní				<u>Vzorek 2</u> IgG/Ig pozitivní, avidita nízká, pozitivní				Bodové hodnocení (z max. možných)		Získané body z možných	Výrobce soupravy		Poznámka
	IgG, Ig	Avidita IgG (%)	IgM	Interpret.	IgG, Ig	Avidita IgG (%)	IgM	Interpret.						
	Pozit.	V	Negat.	2	Pozit.	N	Pozit.	3	Vzorek 1	Vzorek 2	IgG, Ig	IgM		
601	P	S	N	2	P	N	P	3	2/2	4/4	6/6	DI	DI	avidita TL
637	N		N	1	P		P	3	2/2	4/4	6/6	DI	DI	
641	N		N	1	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
647	H		N	2	P	N	P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
	H		-		P		-					TLt	-	
672	N		N	1	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
675	P		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	EI	EI	
702	P		N	2	P		P	3	2/2	4/4	6/6	EI	EI	
737	H		N	2	P	N	P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
743	P	V	N	2	P	N	P	3	2/2	4/4	6/6	VID	VID	
746	P	S	N	2,4	P	N	P	3	2/2	4/4	6/6	VID	VID	
755	N		N	1	P		P	6	2/2	4/4	5/6	TL	TL	
759	N		N	1	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
760	H		N	1	P		P	3	2/2	4/4	6/6	TL	TL	
792	H	V	N	6	P	N	P	3	2/2	4/4	6/6	EI	EI	

LEGENDA

Výsledek: P – pozitivní, H – hraniční, N – negativní

Avidita IgG: V – vysoká, S – střední, N - nízká

Interpretace: 1 – séronegativní, 2 – anamnestické protilátky (po očkování nebo po prodělané infekci), 3 – akutní infekce VKE (u neočkovaného), 4 – infekce u očkovaného (selhání očkování), 5 – nespecifická/zkřížená reakce, 6 – jiná interpretace (uvést)

Použité zkratky:

IP	...	index pozitivity
P	...	pozitivní
H	...	hraniční
N	...	negativní

Výrobci souprav:

DI	...	Diesse
DRG	...	DRG
EI	...	Euroimmun
MA	...	Mastazyme
NOV	...	Novatec
PRO	...	Progen
RE	...	Reagena
TL	...	Test-Line
TLt	...	Test-Line (total Ig)
VID	...	Vidia
VIDm	...	Vidia (monotest)
VC	...	Vircell
VS	...	Virion Serion
VI	...	Viroimmun
VT	...	Virotech